



## Leichtgewichtsextension Transferboard

Regulärer Preis:

650,00 €

[Preise exkl. MwSt. inkl. Versandkosten](#)

Versandkostenfrei Deutschland, Kauf auf Rechnung

Sofort verfügbar, Lieferzeit: 1-3 Tage

Produktinformationen "Leichtgewichtsextension Transferboard"

### FAAS-63.8 Leichtgewichtsbeinplatte für FA-OP-Tische

#### Leichtgewichtsextension für Operationstische mit variabler Gleitschienenbefestigung

##### TRANSFER-BEINBLATTE

Dieses leichte Zubehörteil wird verwendet, für die unteren Gliedmaßen um sie prä- und postoperativ zu positionieren für die Steinschnittlage.

Bevor die Beine des Patienten in den Beinstützen befestigen

werden, werden diese in der Transferextension abgelegt.

Das abnehmbare Polster ist befestigt an der Edelstahlkonstruktion.

|                        |                         |
|------------------------|-------------------------|
| <b>Hersteller :</b>    | THM Medizintechnik      |
| <b>Produktnummer:</b>  | FAAS-63.8               |
| <b>Veröffentlicht:</b> | 2026-07-22              |
| <b>Zahlung :</b>       | Kaufen Sie auf Rechnung |

