



Proktologische Erweiterung

Regulärer Preis:

1.680,00 €

[Preise exkl. MwSt. inkl. Versandkosten](#)

Versandkostenfrei Deutschland, Kauf auf Rechnung

Versandfertig in 5 Tagen, Lieferzeit 5-10 Werktage

Produktinformationen "Proktologische Erweiterung"

Proktologische Erweiterung

Rektallagerungs- Aggregat

für Operationstische FA-SU-02- FA-SU03, FA-SU-05.
 Zur komfortablen Lagerung des Patienten in Knie- Ellenbogen-Lage Position.
 Befestigung mit Oberschenkelauflagesystem / Gesäß (am Rücken und an der Seite), verhindert das Abrutschen des Patienten während der Operation, stabilisiert den Behandlungsbereich.
 Einstellbarer Winkel und Abstand von Rückenlehne und Unterstützung der Seiten des Patienten.
 Die Konstruktion besteht aus hochwertigem Edelstahl.
 Eine Höhenverstellung der Kniebank und der Rolle ist möglich.
 Befestigung der Einheit an den Koppelstellen

Hersteller :	THM Medizintechnik
Produktnummer:	FA-AS-65.0
Veröffentlicht:	2026-06-25
Zahlung :	Kaufen Sie auf Rechnung