



## Hand OP-Tisch mit Polster röntgenfähig

Regulärer Preis:

1.680,00 €

[Preise exkl. MwSt. inkl. Versandkosten](#)

Versandkostenfrei Deutschland, Kauf auf Rechnung

Versandfertig in 5 Tagen, Lieferzeit 5-10 Werktage

Produktinformationen "Hand OP-Tisch mit Polster röntgenfähig"

### FAWS-48.5 HAND- OP- TISCH

- für handchirurgische Operationen zum Befestigen an seitlichen Normschienen in horizontaler Position der Tischplatte
- für die gleichzeitige Arbeit von zwei Chirurgen geeignet.
- Mit 2 höhenverstellbaren, klappbaren Stützfüßen mit Pneumatik- Unterstützung auf blockierbaren Rädern.
- Die Lagerfläche ist röntgenstrahlendurchlässig, das Polster weich und elektrisch leitfähig.
- Tragende Struktur aus rostfreiem Edelstahl.
- Maße des Polsters: 400mm X 800mm X 40mm
- Befestigung an den Gleitschienen der OP-Tisch-Lagerfläche über Befestigungskloben. (im Lieferumfang enthalten)
- Komplett aus Edelstahl

<b>Hersteller :</b>	THM Medizintechnik
<b>Produktnummer:</b>	FAWS-48.5
<b>Veröffentlicht:</b>	2026-07-07
<b>Zahlung :</b>	Kaufen Sie auf Rechnung