



## Armlagerung mit Einhandverstellung

360,00 €\*

[Preise exkl. MwSt. inkl. Versandkosten](#)

Versandkostenfrei Deutschland, Kauf auf Rechnung

Sofort verfügbar, Lieferzeit: 1-3 Tage

Produktinformationen "Armlagerung mit Einhandverstellung"

### **VG5737.0007**

## **Leichter Armausleger für schnelles Adaptieren an der Normschiene und schnelles Positionieren des Patientenarms**

**z.B. um einen Zugang zu legen oder für diagnostische Zwecke.**

- Maße: 700 x 140mm x 120mm (LxBxH),
- Polsterhöhe 650mm
- Belastung 10 Kg
- Eigengewicht 2 Kg
- Röntgenfähiger metallfreier Bereich: 552 x 140mm
- Horizontal drehbar 180° mit Rastung und Einhandbedienung
- Polster weich und komfortabel
- Inkl. 2x Befestigungsgurt 48 mm breit
- inkl. Schnellklemmkloben
- Für EU-Normschiene: 10 x 25mm
- Durch Anheben der Armauflage am vorderen Ende kann diese schnell in der Rastung horizontal gedreht werden.

**Komplettpreis mit Gurten und Kloben**

**Hersteller :**

THM Medizintechnik

Seite 1

THM Medizintechnik GmbH & Co. KG  
Email: [info@thm-medizintechnik.de](mailto:info@thm-medizintechnik.de)  
Telefon: +49 451 4994256

**Produktnummer:** VG5737.0007

**Veröffentlicht:** 2026-05-25

**Zahlung :** Kaufen Sie auf Rechnung