



Tunnelkissen- Large, Tunnel Pad ES-229101

Regulärer Preis:

387,00 €

[Preise exkl. MwSt. inkl. Versandkosten](#)

Versandkostenfrei Deutschland, Kauf auf Rechnung

Versandfertig in 10 Tagen, Lieferzeit 15 Tage

Produktinformationen "Tunnelkissen- Large, Tunnel Pad ES-229101"

Tunnelpad Large, zur schonenden Patientenlagerung

Dieses Tunnelkissen stellt eine druckentlastende Positionierung der Beine des Patienten in lateraler Position sicher

- optimalen Positionierung
- viskoelastischem Schaum mit Druckverteilungseigenschaften
- wasserdichtes und atmungsaktives Decu-Tex® Material mit Reißverschluss, abwischbar und waschbar (bis zu 95° C).
- 65 x B 50 x H 22 cm
- Farbe blau
- andere Farben auf Anfrage möglich

Hersteller :	THM Medizintechnik
Produktnummer:	ES-229101
Veröffentlicht:	2022-03-21
Zahlung :	Kaufen Sie auf Rechnung