



Beach- Chair- Lagerung für Schulterarthroskopie

Regulärer Preis:

4.450,00 €

[Preise exkl. MwSt. inkl. Versandkosten](#)

Versandkostenfrei Deutschland, Kauf auf Rechnung

Sofort verfügbar, Lieferzeit: 3-4 Wochen

Produktinformationen "Beach- Chair- Lagerung für Schulterarthroskopie"

VG2001 Beach- Chair Schulter- Rückenplatte inkl. Kopfkalotte als Kopfhelm,

Für alle OP Tische mit einer Gesamt- Plattenbreite von 57,5 cm bis 61 cm

- Die oberen Plattenelemente links und rechts sind herausnehmbar.
- Durch Abnahme der Beinplatten des OP-Tisches kann schnell und einfach eine Beach Chair Rückenplatte für die Schulterarthroskopie in Beach Chair Position des Patienten adaptiert werden.
- Die Sitzwinkleinstellung von 0°- 90° erfolgt über einen Hebel mit Gasdruckfederunterstützung.
- Die Adaptionmöglichkeit erfolgt an Stelle der Beinplatten mit Adaptern welche auf die Normschienen geschoben werden. (inkl.)
- Die Kopflagerung (Kopffixierung) mit Kinn- und Stirnriemen lässt sich in der Höhe verstellen, die seitlichen Neigungen werden mit Hilfe eines Doppelgelenkes mit Rastung realisiert.
- Erleichtert den Zugriff zum Schulterbereich durch abnehmbare Plattenmodule
- Adaptionmöglichkeit an Stelle des Beinplatten.
- Inkl. Kopflagerung mit Kinn- und Stirnriemen und Polster (wieder verwendbar)
- [Körnergurt](#) nicht enthalten bitte separat bestellen
- Gewicht der Einheit: 22 Kg

Hersteller :	THM Medizintechnik
Produktnummer:	VG2001.0000

Veröffentlicht:

2026-08-26



Zahlung :

Kaufen Sie auf Rechnung

