



## OP-Tisch FA-SU-14 elektrisch verstellbar

6.990,00 €\*

% 9.400,00 €\* (25.64% Ausstellungsrabatt)

[Preise exkl. MwSt. inkl. Versandkosten](#)

Sofort verfügbar, Lieferzeit: 2-5 Tage

Produktinformationen "OP-Tisch FA-SU-14 elektrisch verstellbar"

## OP-Tisch mit elektromotorischer Verstellung.

**Dieser OP-Tisch ist breiter als ein normaler OP-Tisch,**

anstatt 52 cm ist diese OP-Liege 65 cm breit.

Bis 200 Kg. Patientengewicht.

OP-Tisch mit elektromotorischer Verstellung

- von Höhe, lateraler Kantung, Trendelenburg, Antitrendelenburg und eingebautem Akku mit Ladegerät.
- Manuelle Verstellung von Kopfplatte, Rückenplatte, 2- fache Beinplatten
- Der OP- Tisch arbeitet ohne störende Netzkabel.
- Der OP- Tisch eignet sich sehr gut für das Rotationsprinzip (Eingriff am Patienten, dann Verweilen im Aufwachraum)
- Lieferung erfolgt komplett mit einfacher oder geteilter Beinplatte, Kopfplatte und Polster,
- 2- fache Beinplatten- und Kopfteil sind abnehmbar,
- zentrales Bremssystem mit Geradeauslauffunktion beidseitig bedienbar,
- Doppellenkrollen 150mm Ø,
- Lagerfläche röntgenfähig,
- Polsterauflagen Polyurethan, antistatisch, elektrisch ableitend, abnehmbar
- Normschienen beidseitig,
- Patientengewicht bis 200 Kg.

### Technische Daten OP-Tisch FA-SU-14

Email: [info@thm-medizintechnik.de](mailto:info@thm-medizintechnik.de)  
Telefon: +49 451 4994256

- Länge mit Kopfplatte: 2030mm
- Breite der Tischplatte: 650 mm
- Polsterauflage: 605 mm X 60 mm
- Höhen Verstellbereich: 750 mm – 1050 mm
- Trendelenburg/ Anti-Trendelenburg: 20° / 20°
- Kantung rechts / links: +/-20°
- Rückenplattenverstellung: - 40° / +85°
- Kopfplattenverstellung: - 60° / - 35°
- Beinplattenverstellung: -90° / +25° / Spreizung 180°
- **Gewichtkapazität: 200 Kg**
- Integrierter Akku 24V DC
- Elektroanschluss 230/227/110/100V 50HZ 250VA

**Optional dazu lieferbar mit Aufpreis sind z. B.:**

- Spezielle Kopflagerungen ( Ophthalmologie, MKG, usw. )
- Vielfaches Lagerungszubehör
- Patientensicherungen
- Qualifizierte Direktlieferung bis zum Verwendungsort (Versandoption)
- Einweisung nach MPG (Versandoption)
- u.v.m.

<b>Hersteller :</b>	THM Medizintechnik
<b>Produktnummer:</b>	FA-SU-14-2
<b>Veröffentlicht:</b>	2020-01-02

