

OP-Tisch FA-SU-14 elektrisch verstellbar

7.390,00 €*

Preise exkl. MwSt. inkl. Versandkosten

Sofort verfügbar, Lieferzeit: 3-4 Wochen

Produktinformationen "OP-Tisch FA-SU-14 elektrisch verstellbar"

OP-Tisch mit elektromotorischer Verstellung.

Dieser OP-Tisch ist breiter als ein normaler OP-Tisch,

anstatt 52 cm ist diese OP-Liege 65 cm breit.

Bis 200 Kg. Patientengewicht.

OP-Tisch mit elektromotorischer Verstellung

- von Höhe, lateraler Kantung, Trendelenburg, Antitrendelenburg und eingebautem Akku mit Ladegerät.
 Manuelle Verstellung von Kopfplatte, Rückenplatte, 2- fache Beinplatten
- Der OP- Tisch arbeitet ohne störende Netzkabel.
- Der OP- Tisch eignet sich sehr gut für das Rotationsprinzip (Eingriff am Patienten, dann Verweilen im Aufwachraum)
- Lieferung erfolgt komplett mit einfacher oder geteilter Beinplatte, Kopfplatte und Polster, 2- fache Beinplatten- und Kopfteil sind abnehmbar,
- zentrales Bremssystem mit Geradeauslauffunktion beidseitig bedienbar,
- Doppellenkrollen 150mm Ø,
- Lagerfläche röntgenfähig,
 Polsterauflagen Polyurethan, antistatisch, elektrisch ableitend, abnehmbar
 Normschienen beidseitig,
 Patientengewicht bis 200 Kg.

Technische Daten OP-Tisch FA-SU-14

Example Company

- Länge mit Kopfplatte: 2030mm
 Breite der Tischplatte: 650 mm
 Polsterauflage: 605 mm X 60 mm
 Höhen Verstellbereich: 750 mm 1050 mm
 Trendelenburg/ Anti-Trendelenburg: 20° / 20°
 Kantung rechts / links: +/-20°
 Rückenplattenverstellung: 40° / +85°
 Kopfplattenverstellung: 60° / 35°
 Beinplattenverstellung: -90° / +25° / Spreizung 180°
 Gewichtkapazität: 200 Kg
 Integrierter Akku 24V DC
 Elektroanschluss 230/227/110/100V 50HZ 250VA

Optional dazu lieferbar mit Aufpreis sind z. B.:

- Spezielle Kopflagerungen (Ophthalmologie, MKG, usw.)
- Vielfaches Lagerungszubehör
- Patientensicherungen
 Qualifizierte Direktlieferung bis zum Verwendungsort (Versandoption)
 Einweisung nach MPG (Versandoption)
- u.v.m.

Hersteller:	THM Medizintechnik
Produktnummer:	FA-SU-14-2
Veröffentlicht:	2020-01-02
86	

Example Company