



## OP-Tisch FA-SU-14 elektrisch verstellbar

9.200,00 €\*

[Preise exkl. MwSt. inkl. Versandkosten](#)

Sofort verfügbar, Lieferzeit: 2-5 Tage

Produktinformationen "OP-Tisch FA-SU-14 elektrisch verstellbar"

**dieser Operationstisch ist breiter und für Patiententransport geeignet,**

anstatt 52 cm ist diese OP-Liege 65 cm breit.

Bis 200 Kg. Patientengewicht.

**OP-Liege mit elektromotorischer Verstellung**

- von Höhe, lateraler Kantung, Trendelenburg, Antitrendelenburg und eingebautem Akku mit Ladegerät.
- Manuelle Verstellung von Kopfplatte, Rückenplatte, 2- fache Beinplatten
- Der OP- Tisch arbeitet ohne störende Netzkabel.
- Der OP- Tisch eignet sich sehr gut für das Rotationsprinzip (Eingriff am Patienten, dann Verweilen im Aufwachraum)
- Lieferung erfolgt komplett mit einfacher oder geteilter Beinplatte, Kopfplatte und Polster,
- 2- fache Beinplatten- und Kopfteil sind abnehmbar,
- zentrales Bremssystem mit Geradeauslauffunktion beidseitig bedienbar,
- Doppellenkrollen 150mm Ø,
- Lagerfläche röntgenfähig,
- Polsterauflagen Polyurethan, antistatisch, elektrisch ableitend, abnehmbar
- Normschienen beidseitig,
- Patientengewicht bis 200 Kg.

### Technische Daten OP-Tisch FA-SU-14

- Länge mit Kopfplatte: 2030mm
- Breite der Tischplatte: 650 mm
- Polsterauflage: 605 mm X 60 mm
- Höhen Verstellbereich: 750 mm – 1050 mm
- Trendelenburg/ Anti-Trendelenburg: 20° / 20°

THM Medizintechnik GmbH & Co. KG

Email: info@thm-medizintechnik.de

Telefon: +49 451 4994256

- Kantung rechts / links: +/-20°
- Rückenplattenverstellung: - 40° / +85°
- Kopfplattenverstellung: - 60° / - 35°
- Beinplattenverstellung: -90° / +25° / Spreizung 180°
- **Gewichtkapazität: 200 Kg**
- Integrierter Akku 24V DC
- Elektroanschluss 230/227/110/100V 50HZ 250VA

**Optional dazu lieferbar mit Aufpreis sind z. B.:**

- Spezielle Kopflagerungen ( Ophthalmologie, MKG, usw. )
- Vielfaches Lagerungszubehör
- Patientensicherungen
- Qualifizierte Direktlieferung bis zum Verwendungsort (Versandoption)
- Einweisung nach MPG (Versandoption)
- u.v.m.

<b>Hersteller :</b>	THM Medizintechnik
<b>Produktnummer:</b>	FA-SU-14-2
<b>Veröffentlicht:</b>	2020-01-02
<b>Lieferung :</b>	Wir liefern auf Wunsch an den Verwendungsort mit Aufstellung und Einweisung nach Protokoll ( QDR )
<b>Zahlung :</b>	Kaufen Sie auf Rechnung

