



## Beinfessel

Regulärer Preis:

118,00 €

[Preise exkl. MwSt. inkl. Versandkosten](#)

Versandfertig in 1 Tag, Lieferzeit 7 Tage

Produktinformationen "Beinfessel"

## Fixierklemme für Unterschenkel

für die Immobilisierung eines Unterschenkels des Patienten auf dem Operationstisch.  
Besteht aus einem waschbaren Gewebegurt und einem Edelstahlhalter  
für die Normschiene.  
Max. Ø FAWS-42.0: 150 mm

|                        |                    |
|------------------------|--------------------|
| <b>Hersteller :</b>    | THM Medizintechnik |
| <b>Produktnummer:</b>  | FAWS-42.0          |
| <b>Veröffentlicht:</b> | 2026-08-26         |