



Oberschenkelfessel für Normschienenbefestigung

Regulärer Preis:

123,00 €

[Preise exkl. MwSt. inkl. Versandkosten](#)

Versandfertig in 1 Tag, Lieferzeit 5-10 Werktage

Produktinformationen "Oberschenkelfessel für Normschienenbefestigung"

Oberschenkelfessel für Normschienenbefestigung

Wird zur Immobilisierung des Oberschenkels des Patienten auf dem Operationstisch verwendet. Die Oberschenkelfixierung besteht aus einem rostfreien Verschluss, der auf der Seitenschiene des Tisches befestigt ist und aus einem waschbaren Gewebegurt (Breite 100 mm) und Fixierriemen mit Klettverbindung.

Max. Ø FAWS-44.0: 250 mm

Max. Ø FAWS-44.5: 300 mm (Für adipöse Patienten)

Hersteller :	THM Medizintechnik
Produktnummer:	FAWS-44.0
Veröffentlicht:	2026-08-25
Zahlung :	Kaufen Sie auf Rechnung