



Armausleger mit FlexArm™ für OP-Tische

Regulärer Preis:

1.350,00 €

[Preise exkl. MwSt. inkl. Versandkosten](#)

Sofort verfügbar, Lieferzeit: 2-5 Tage

Produktinformationen "Armausleger mit FlexArm™ für OP-Tische"

FAAS-70.42 Armauflage, Armausleger mit FlexArm™

Der Arm des Patienten wird schnell, sicher und präzise ausgelagert mit einem Handgriff

- **Polster als Mulde**
- Einhandbedienung für die Fixierung mit Feststellschraube, sehr komfortabel
- Montage auf einer Zubehörschiene mit integrierter Klemme.
- Die Armlagerung ist mit zwei Befestigungen für Riemen ausgestattet.
- Abmessungen der Armauflage: 500 x 150 mm.
- Polsternstärke 50 mm
- Belastung in ungünstigster Position: 10 Kg
- Konstruktion aus Edelstahl.
- Inkl. Fixierriemen
- Eigengewicht 5.1 Kg

Hersteller :	THM Medizintechnik
Produktnummer:	FAAS-70.42
Veröffentlicht:	2023-03-17
Zahlung :	Kaufen Sie auf Rechnung

