



Kopflagerung Flexarm™ FA-AS-70.2

Regulärer Preis:

1.790,00 €

[Preise exkl. MwSt. inkl. Versandkosten](#)

Versandkostenfrei Deutschland, Kauf auf Rechnung

Versandfertig in 10 Tagen, Lieferzeit 15 Tage

Produktinformationen "Kopflagerung Flexarm™ FA-AS-70.2"

Kopflagerung FlexArm™ für OP-Tische der FA-SU-Serie

Anwendung in der plastischen Chirurgie, MKG, HNO, Ophthalmologie oder bei Haartransplantationen

- FlexArm™ mit einer Kopfstütze aus Polyurethan.
- Kopfstütze mit Kopfstabilisierungsgurt.
- Hinter der Kopfstütze befindet sich eine Zubehörschiene für die Montage von anderem Zubehör, Traktion oder Befestigung des Kopfes mit Gurten.
- Vierkant-Montagegange (20 mm Standard).
- Ein Kopfstützenadapter z. B. FAWS-84.7 oder ein quadratisches Befestigungsloch in der Tischplatte ist für eine ordnungsgemäße Installation erforderlich.

Hersteller :	THM Medizintechnik
Produktnummer:	FAAS-70.2
Veröffentlicht:	2026-08-25

Zahlung :

Kaufen Sie auf Rechnung

