



Sicherungsgurt für Patienten

Regulärer Preis:

159,00 €

[Preise exkl. MwSt. inkl. Versandkosten](#)

Versandkostenfrei Deutschland, Kauf auf Rechnung

Versandfertig in 5 Tagen, Lieferzeit 5-10 Werktage

Produktinformationen "Sicherungsgurt für Patienten"

RE10-464M KÖRPERGURT / BEINSICHERUNGSGURT MIT POLSTER

Der Gurt dient dazu, einen Patienten während des Eingriffs sicher auf dem Operationstisch zu halten.

Als Haltepunkte dient die Normschiene, die Schnellfixierung erfolgt mit Klettverschluss. Der Sicherungsgurt ist innen weich gepolstert für hohen Patientenkomfort.

Länge: 241cm

Breite: 12,5cm

Material: Terylene

Hersteller :	THM Medizintechnik
Produktnummer:	RE10-464M
Veröffentlicht:	2026-06-21
Zahlung :	Kaufen Sie auf Rechnung