



## Fixiergurt für Beine, Beingurt mit Klemmen

Regulärer Preis:

398,00 €

[Preise exkl. MwSt. inkl. Versandkosten](#)

Versandkostenfrei Deutschland, Kauf auf Rechnung

Versandfertig in 5 Tagen, Lieferzeit 5-10 Werktage

Produktinformationen "Fixiergurt für Beine, Beingurt mit Klemmen"

### RE10-373 Fixiergurt für Beine,

- Beingurt mit Klemme zur Schnellbefestigung an den Normschienen mit Kloben.
- Breite: 120mm,
- Polsterlänge 540mm,
- Gesamtlänge 1700mm,
- Klemmbreite 6cm,
- Rapid- Längeneinstellung ohne Klettverschluss erfolgt im Kloben

<b>Hersteller :</b>	THM Medizintechnik
<b>Produktnummer:</b>	RE10-373
<b>Veröffentlicht:</b>	2026-06-21
<b>Zahlung :</b>	Kaufen Sie auf Rechnung