



Fußstützen für OP-Tische

Regulärer Preis:

625,00 €

[Preise exkl. MwSt. inkl. Versandkosten](#)

Versandfertig in 10 Tagen, Lieferzeit 14 Werktage

Produktinformationen "Fußstützen für OP-Tische"

FAAS-21.5 Fußstützen li. und re. mit Kloben

- FAAS-21 Fußstützen bieten den Füßen des Patienten bei Eingriffen, die eine Anti-Trendelenburg-Position erfordern, festen Halt.
- Hergestellt aus elektropoliertem Edelstahl mit Polstern aus Polyurethanschaum.
- Ein Klemmensatz ermöglicht die Anpassung des Stützabstands, und die Befestigung an der Zubehörschiene ermöglicht die Längsverstellung.
- Das Komplettsset umfasst eine rechte und eine linke Stütze sowie Klemmen
- Maße 245 x 205 mm
- Polster 40 mm Polyurethanschaum

Hersteller :	THM Medizintechnik
Produktnummer:	FAAS-21.5
Veröffentlicht:	2026-08-24
Zahlung :	Kaufen Sie auf Rechnung