



## Schlauchhalter für OP Tische

160,00 €\*  
Netto

[Preise exkl. MwSt. inkl. Versandkosten](#)

Versandkostenfrei Deutschland, Kauf auf Rechnung

Versandfertig in 1 Tag, Lieferzeit 14 Werktage

Produktinformationen "Schlauchhalter für OP Tische"

### RE10-611 Schlauchhalter, Kabelhalter

#### Ein flexibles und glattes Modell

mit einem größeren und längeren flexiblen Arm, der sich leicht an verschiedene Winkel anpassen lässt. Das Modell eignet sich für Einsätze, bei denen Sie viele Kabel in verschiedenen Größen sammeln müssen. Der Röhrenhalter hat eine gerade Platte und eine größere „Blume“ mit Fassungen für Röhren von kleinen und mittleren bis etwas größeren Abmessungen:  
ø3, ø4,5, ø6, ø17, ø18, ø19, ø22, ø24 und ø31.  
Teller und Blume sind aus strapazierfähigem PMMA-Kunststoff gefertigt. Die Platte wird einfach unter die Matratze des OP-Tisches gelegt.

Abmessungen Platte: 5x150x380 mm Länge Flexarm: 43 cm>

<b>Hersteller :</b>	THM Medizintechnik
<b>Produktnummer:</b>	RE10-611
<b>Veröffentlicht:</b> <small>Seite 1</small>	2023-01-03

Zahlung :

Kaufen Sie auf Rechnung

