



OP-Tisch FA-SU-05-5-OPTI

Regulärer Preis:

13.750,00 €

[Preise exkl. MwSt. inkl. Versandkosten](#)

Versandkostenfrei Deutschland, Kauf auf Rechnung

Versandfertig in 40 Tagen, Lieferzeit 6 Wochen

Produktinformationen "OP-Tisch FA-SU-05-5-OPTI"

MOBILER OPERATIONSTISCH mit Carbonverkleidung mit Längsverschiebung der Tischplatte FA-SU-05-5-OPTI

Dieser OP- Tisch ist für die meisten chirurgischen Positionen und Zugänge geeignet. Die niedrige Mindesthöhe (550 mm - Variante 5,20) wurde mit extremer Seitenlage kombiniert sowie Längsneigungen, die eine vollständige Positionierung ermöglichen. Notsteuersysteme ermöglichen es Ihnen, im Falle eines Tisch- oder Stromausfalls zu arbeiten.

FA-SU-05-5-OPTI bietet eine vollständige Palette von Einstellungen, hohe technische Parameter, hohe Belastbarkeit bis 460 kg und eine sehr gute Röntgentransparenz der Tischplatte bei gleichzeitiger Wirtschaftlichkeit. OP-Tisch Typ FASU-05.15 -5-teilige Tischplatte mit elektrischer Tischplattenlängsverschiebung, elektrischer Nierenbrücke und Beinteile.

Tischplatte und Säule sind aus Kohlefaser.

Die Tischplatte und auch die Querstreben sind durchleuchtbar

Bewegliche T-förmige Basis mit aktivierter zentraler Blockade durch Fernbedienung.

Abnehmbar Polyurethan-Polster mit unterschiedlicher Dichte 32 740.

Die modulare Tischplatte wird mittels intuitiver Schnellkupplungen (Wedge-Design, „Press to Play“-Ansatz), geschützt gegen das „Herausreißen“ von Segmenten aus der Tischplatte.

Das Zubehör ist für die Bedienung durch eine Person vorgesehen, um den Service zu verkürzen Zeit des Tisches.

Der Tisch ist sehr einfach zu manövrieren - sowohl die „T“-Basis als auch die „H“-Basis haben Räder, macht ihn zu einem komplett mobilen Tisch.
 Dedizierte Bedienelemente sind intuitiv und einfach zu bedienen, sie sind mit integrierten Systemen ausgestattet die eine unbeabsichtigte Aktivierung verhindern und vor unbeabsichtigtem Positionswechsel schützen.
 Der Tisch erkennt Schlüsselbereiche der modularen Tischplatte und eliminiert das Kollisionsrisiko und dem Benutzer im Falle einer Kollisionsgefahr geeignete Maßnahmen vorzuschlagen.
 Der Tisch ist je nach Variante mit flachem „T“-Fuß oder superfahrbarem Untergestell, auf großen Rädern – „H“- geformt.
 Die „T“-Basis kann aus Edelstahl oder Kohlefaser hergestellt werden.
 Die flache „T“-Basis ist nur 125 mm dick und bietet viel Platz für einen C-Bogen.
 Die Basis hat das gleiche Dicke auf beiden Seiten der Spalte, ein sehr wichtiges Merkmal des Basisdesigns.
 Die „T“-Form sorgt für Stabilität und ermöglicht eine enge Annäherung an die Tisch.
 Die Basis ist mit Rädern ausgestattet.
 Die supermobile Basis „H“ hat 4 große Räder (jeweils 125 mm Durchmesser) und lässt sich nicht nur leicht manövrieren, sondern bietet auch mehr Platz für die Füße (der Höhe der Aussparungen erreicht 180 mm
 Es erlaubt die Installation des alternativen Laufwerks „AlterSafe™ und Verwendung des Richtungsrad (nur für Varianten mit manuell betätigter Verriegelungshebel)

Hersteller :	THM Medizintechnik
Produktnummer:	FA-SU-05-5-OPTI
Veröffentlicht:	2023-01-04
Lieferung :	Wir liefern auf Wunsch an den Verwendungsort mit Aufstellung und Einweisung nach Protokoll (QDR)
Zahlung :	Kaufen Sie auf Rechnung



