



## MRT Auftritt (einstufig)

171,00 €\*

[Preise exkl. MwSt. inkl. Versandkosten](#)

Versandfertig in 1 Tag, Lieferzeit 5-10 Werktage

Produktinformationen "MRT Auftritt (einstufig)"

MRT Auftritt (einstufig)

- Geeignet bis 3 Tesla
- Rahmen und Platte bestehen aus einem Spezialkunststoff (UV-beständig und vergilbungsfrei)
- Rutsichere Spezialfüße
- Antirutschstreifen auf der Stehfläche
- Belastbar bis 150 kg (Optional 250 kg)
- Eigengewicht ca. 3 kg

Außenabmessungen

- Länge 400 mm
- Breite 340 mm
- Höhe 200 mm

|                        |                    |
|------------------------|--------------------|
| <b>Hersteller :</b>    | THM Medizintechnik |
| <b>Produktnummer:</b>  | MR-AT1MRT          |
| <b>Veröffentlicht:</b> | 2026-01-08         |