

## **MRT Auftritt (einstufig)**

171,00 €\*

Preise exkl. MwSt. inkl. Versandkosten

Versandfertig in 1 Tag, Lieferzeit 5-10 Werktage

Produktinformationen "MRT Auftritt (einstufig)"

## MRT Auftritt (einstufig)

- Geeignet bis 3 Tesla
  Rahmen und Platte bestehen aus einem Spezialkunststoff (UV-beständig und vergilbungsfrei)
  Rutschsichere Spezialfüße
  Antirutschstreifen auf der Stehfläche
  Belastbar bis 150 kg (Optional 250 kg)
  Eigengewicht ca. 3 kg

## Außenabmessungen

- Länge 400 mmBreite 340 mmHöhe 200 mm

Hersteller:	THM Medizintechnik
Produktnummer:	MR-AT1MRT
Veröffentlicht:	2025-11-19

Example Company