



Verbreiterung für OP-Tische.

Regulärer Preis:

1.890,00 €

[Preise exkl. MwSt. inkl. Versandkosten](#)

Versandkostenfrei Deutschland, Kauf auf Rechnung

Versandfertig in 10 Tagen, Lieferzeit 14 Werktage

Produktinformationen "Verbreiterung für OP-Tische."

FAAS-20 Verbreiterungselemente für OP-Tische.

OP-Tischverbreiterungen

Passend zu FA-SU OP-Tischserie.
Die Ausführung ist 6- teilig, um auf jeder Seite den OP-Tisch um 10 cm zu verbreitern.
Die Adaption erfolgt auf die vorhandenen Normschienen 10mm X 25mm.
An jedem Verbreiterungselement befindet wieder eine Normschiene.

Hersteller :	THM Medizintechnik
Produktnummer:	FAAS-20
Veröffentlicht:	2019-03-01
Zahlung :	Kaufen Sie auf Rechnung