



Normschienenverlängerung 25 cm oder 50 cm

Regulärer Preis:

490,00 €

[Preise exkl. MwSt. inkl. Versandkosten](#)

Versandfertig in 1 Tag, Lieferzeit 5-10 Werktage

Produktinformationen "Normschienenverlängerung 25 cm oder 50 cm"

RE10-491 Normschienenverlängerung für links und rechts

Die Gleitschienenverlängerungen werden auf an die vorhandene Normschiene 10 x 25 mm gesteckt und fixiert.

Maße Normschiene: 10 x 25 mm

Länge: 25 cm.

Aus hochwertigem Edelstahl.

Hersteller :	THM Medizintechnik
Produktnummer:	RE10-491
Veröffentlicht:	2026-07-07
Zahlung :	Kaufen Sie auf Rechnung