



MRT Wäschesammler einfach

445,00 €*
* inkl. MwSt.

[Preise exkl. MwSt. inkl. Versandkosten](#)

Produktinformationen "MRT Wäschesammler einfach"

MRT Wäschesammler (einfach)

oder MRT Müllsammler

- Geeignet bis 3 Tesla
- Rahmen besteht aus einem Spezialkunststoff (UV-beständig und vergilbungsfrei)
- 1 Abwurf
- Deckelfarbe kann zwischen blau, gelb, grün, rot und weiß gewählt werden
- Fassungsvermögen beträgt max. 35 kg
- Eigengewicht ca. 7 kg

Außenabmessungen

- Länge 505 mm
- Breite 400 mm
- Höhe 1050 mm

Hersteller :	THM Medizintechnik
Produktnummer:	MR-MS120MRT
Veröffentlicht:	2026-05-02
Zahlung :	Kaufen Sie auf Rechnung

