



## Weinberger Handfixierung

1.470,00 €\*

[Preise exkl. MwSt. inkl. Versandkosten](#)

Versandkostenfrei Deutschland, Kauf auf Rechnung

Versandfertig in 5 Tagen, Lieferzeit 5-10 Werktage

Produktinformationen "Weinberger Handfixierung"

### RE10-394 Weinberger Handfessel röntgenfähig

#### Die Weinberger-Handfixierung dient zur Fixierung der Hand des Patienten

Der Unterarm wird mittels eines Zugerätes gestreckt und genau positioniert.

Länge: 22cm

Breite: 19cm

Gewicht: 0,7 kg

Material: Handplatte und Fingerhalter aus Kunststoff

Koppelstelle: Klemme für Normschiene

Die Handfixierung kann zusammen mit dem Humerus-Set (RE10-399), der Streckvorrichtung (RE10-392) oder der Handstreckvorrichtung (RE10-392-10) verwendet werden.

Hersteller :

THM Medizintechnik

THM Medizintechnik GmbH & Co. KG

Email: [info@thm-medizintechnik.de](mailto:info@thm-medizintechnik.de)

Telefon: +49 451 4994256

**Produktnummer:**

RE10-394

**Veröffentlicht:**

2026-04-30

**Zahlung :**

Kaufen Sie auf Rechnung

