



## Weinberger Handfixierung

1.460,00 €\*

[Preise exkl. MwSt. inkl. Versandkosten](#)

Versandkostenfrei Deutschland, Kauf auf Rechnung

Versandfertig in 5 Tagen, Lieferzeit 5-10 Werktage

Produktinformationen "Weinberger Handfixierung"

### RE10-393 Weinberger Handfessel

#### Die Weinberger-Handfixierung dient zur Fixierung der Hand des Patienten

Der Unterarm wird mittels eines Zuggerätes gestreckt und genau positioniert.

Länge: 22cm

Breite: 19cm

Gewicht: 0,7 kg

Material Edelstahl und PC High viscosity

Koppelstelle: Klemme für Normschiene

<b>Hersteller :</b>	THM Medizintechnik
<b>Produktnummer:</b>	RE10-393
<b>Veröffentlicht:</b>	2026-02-01