

Weinberger Handfixierung

1.460,00 €*

Preise exkl. MwSt. inkl. Versandkosten

Versandkostenfrei Deutschland, Kauf auf Rechnung

Versandfertig in 5 Tagen, Lieferzeit 5-10 Werktage

Produktinformationen "Weinberger Handfixierung"

RE10-393 Weinberger Handfessel

Die Weinberger-Handfixierung dient zur Fixierung der Hand des Patienten

Der Unterarm wird mittels eines Zuggerätes gestreckt und genau positioniert.

Länge: 22cm
Breite: 19cm
Gewicht: 0,7 kg
Material Edelstahl und PC High viscosity
Koppelstelle: Klemme für Normschiene

Hersteller:	THM Medizintechnik
Produktnummer:	RE10-393
Veröffentlicht:	2025-10-30

Example Company