



Weinberger Handfixierung

Regulärer Preis:

1.470,00 €

[Preise exkl. MwSt. inkl. Versandkosten](#)

Versandkostenfrei Deutschland, Kauf auf Rechnung

Versandfertig in 5 Tagen, Lieferzeit 5-10 Werktage

Produktinformationen "Weinberger Handfixierung"

RE10-394 Weinberger Handfessel röntgenfähig

Die Weinberger-Handfixierung dient zur Fixierung der Hand des Patienten

Der Unterarm wird mittels eines Zugerätes gestreckt und genau positioniert.

Länge: 22cm

Breite: 19cm

Gewicht: 0,7 kg

Material: Handplatte und Fingerhalter aus Kunststoff

Koppelstelle: Klemme für Normschiene

Die Handfixierung kann zusammen mit dem Humerus-Set (RE10-399), der Streckvorrichtung (RE10-392) oder der Handstreckvorrichtung (RE10-392-10) verwendet werden.

Hersteller :	THM Medizintechnik
Produktnummer:	RE10-394
Veröffentlicht:	2026-06-18

Zahlung :

Kaufen Sie auf Rechnung

