



## OP-Tisch bis 500 Kg

Regulärer Preis:

35.600,00 €

[Preise exkl. MwSt. inkl. Versandkosten](#)

Versandkostenfrei Deutschland, Kauf auf Rechnung

Produktinformationen "OP-Tisch bis 500 Kg"

## Schwerlast OP Tisch bis 500 Kg

- Tischplatte achteilig,
- Reverse Mode;
- komplett mit Polstern, hart oder Memory, abnehmbar;
- Längsverschiebung der Tischplatte und elektrische angetriebene, geteilte Rückenlehne;
- große Räder,
- elektrisch ausfahrbare Bodenstempel,
- niedriger Einstieg für Patienten von nur 585 mm
- es besteht die Möglichkeit, die Position der Kopflagerung mit den Beinplatten zu tauschen ( Reversemode)

Weitere Konfigurationen auf [Anfrage](#)

<b>Hersteller :</b>	THM Medizintechnik
<b>Produktnummer:</b>	FA-SU-15
<b>Veröffentlicht:</b>	2026-06-22
<b>Zahlung :</b>	Kaufen Sie auf Rechnung

