



OP-Tisch bis 500 Kg

35.600,00 €*

[Preise exkl. MwSt. inkl. Versandkosten](#)

Versandkostenfrei Deutschland, Kauf auf Rechnung

Produktinformationen "OP-Tisch bis 500 Kg"

Schwerlast OP Tisch bis 500 Kg

- Tischplatte achteilig,
- Reverse Mode;
- komplett mit Polstern, hart oder Memory, abnehmbar;
- Längsverschiebung der Tischplatte und elektrische angetriebene, geteilte Rückenlehne;
- große Räder,
- elektrisch ausfahrbare Bodenstempel,
- niedriger Einstieg für Patienten von nur 585 mm
- es besteht die Möglichkeit, die Position der Kopflagerung mit den Beinplatten zu tauschen (Reversemode)

Weitere Konfigurationen auf [Anfrage](#)

Hersteller :	THM Medizintechnik
Produktnummer:	FA-SU-15
Veröffentlicht:	2026-02-01

