



Arthroskopie Beinhalter

1.715,00 €*

[Preise exkl. MwSt. inkl. Versandkosten](#)

Versandkostenfrei Deutschland, Kauf auf Rechnung

Versandfertig in 18 Tagen, Lieferzeit 20 Tage

Produktinformationen "Arthroskopie Beinhalter"

RE10-353 ARTHROSKOPIE- KNIELAGERUNG

höhenverstellbar im Kloben
in der Breite zum Bein einstellbar mit Zugspindel und Kurbel,
Klemmenhöhe: ca. 26,5 cm
Ø der Klemme: max. ca. 22 cm,
Traglast 40 kg Max., ?Patientengewicht ca. 215 kg,
inkl. Polster
Polster abnehmbar, elektrisch leitfähig und weich,
tragende Struktur aus rostfreiem Edelstahl,
ohne Befestigungskloben,

empfohlene Befestigungskloben: RE10-304, RE10-305

Hersteller :	THM Medizintechnik
Produktnummer:	RE10-353
Veröffentlicht:	2026-02-01
Zahlung : <small>Seite 1</small>	Kaufen Sie auf Rechnung

