



## Instrumentenablage für OP-Tische

Regulärer Preis:

780,00 €

[Preise exkl. MwSt. inkl. Versandkosten](#)

Versandkostenfrei Deutschland, Kauf auf Rechnung

Versandfertig in 5 Tagen, Lieferzeit 5-10 Werktage

Produktinformationen "Instrumentenablage für OP-Tische"

### RE10-066 Instrumententisch – flexibel und drehbar

**Der drehbare und höhenverstellbare Instrumententisch gewährleistet einen einfachen und reibungslosen Zugang zu Instrumenten und Verbrauchsmaterialien während der gesamten Operation.**

Mit diesem, an den OP-Tisch angebauten Instrumententisch / Mayo-Tisch optimieren Sie zudem die Stellfläche neben dem OP-Tisch.

Die Tischplatte lässt sich dank des neuen Kugelgelenks stufenlos im Winkel verstellen, durch Lösen des Hebels kann die Tischplatte horizontal in der Position verstell werden. Kann angehoben und abgesenkt werden, seitlich verstellbar Tischplatte stufenlos im Winkel verstellbar, vollständig drehbar,

- Länge 54cm
- Höhe 73cm
- Breite 40cm
- Gewicht 4,5kg
- Material Edelstahl

Empfohlene Klemmen: RE10-301, RE10-304, RE10-305 ( Nicht im Preis enthalten)

<b>Hersteller :</b>	THM Medizintechnik
<b>Produktnummer:</b>	RE10-066
<b>Veröffentlicht:</b>	2026-06-21
<b>Zahlung :</b>	Kaufen Sie auf Rechnung

