



Radialstellkloben mit Klemmhebel für 16- 20mm Ø- Aufnahme

389,00 €*
* inkl. MwSt.

[Preise exkl. MwSt. inkl. Versandkosten](#)

Versandkostenfrei Deutschland, Kauf auf Rechnung

Versandfertig in 5 Tagen, Lieferzeit 1-3 Tage

Produktinformationen "Radialstellkloben mit Klemmhebel für 16- 20mm Ø- Aufnahme"

RE10-307 Radialstellkloben, OP-Kloben für 16- 20mm Ø- Aufnahme

Sehr leichtes Befestigen auf der Zubehörschiene an OP Tischen und Behandlungsliegen.

Vertikal drehbar mit Rastung.

Der Kloben kann auf der Schiene eingehangen werden, der Klemmhebel setzt den Kloben auf der Schiene fest. **Die Gefahr des Abrutschens von der Schiene ist erheblich verringert.**

Die Feststellschraube blockiert die Stangenaufnahme,

Aus hochwertigem massivem Edelstahl gebürstet.

Die Montage erfolgt an seitlicher Schiene nach EU-Standard (25 x 10 mm).

Zur Aufnahme von Zubehör mit runder Führung von 16mm - 20mm.

Hersteller :	THM Medizintechnik
Produktnummer:	RE10-307
Veröffentlicht:	2026-05-03
Zahlung :	Kaufen Sie auf Rechnung

Seite 1

