



## Befestigungskloben für 16- 20 mm Ø- Aufnahme

Regulärer Preis:

129,00 €

[Preise exkl. MwSt. inkl. Versandkosten](#)

Versandkostenfrei Deutschland, Kauf auf Rechnung

Versandfertig in 5 Tagen, Lieferzeit 7 Tage

Produktinformationen "Befestigungskloben für 16- 20 mm Ø- Aufnahme"

### RE10-301 BEFESTIGUNGSKLEMME

#### für OP- Tische mit Einhandbedienung

Diese Zubehörklemme verfügt über eine standardmäßige Hakenbefestigungsfunktion und ist einfach und effektiv zu montieren. Sie haken einfach die OP-Tischklemme an der Seitenschiene des OP-Tisches ein, mit 16- 20 mm Ø- Aufnahme.  
Länge: 90mm  
Höhe: 60mm  
Breite: 40mm  
Gewicht: 0,3kg

Material: Aluminium eloxiert

**Hersteller :**

THM Medizintechnik

**Produktnummer:**

RE10-301

**Veröffentlicht:**

2026-06-21

**Zahlung :**

Kaufen Sie auf Rechnung

