



Befestigungskloben für 16- 20 mm Ø- Aufnahme

129,00 €*

[Preise exkl. MwSt. inkl. Versandkosten](#)

Versandkostenfrei Deutschland, Kauf auf Rechnung

Sofort verfügbar, Lieferzeit: 1-3 Tage

Produktinformationen "Befestigungskloben für 16- 20 mm Ø- Aufnahme"

RE10-301 BEFESTIGUNGSKLEMME

für OP- Tische mit Einhandbedienung

Diese Zubehörklemme verfügt über eine standardmäßige Hakenbefestigungsfunktion und ist einfach und effektiv zu montieren. Sie haken einfach die OP-Tischklemme an der Seitenschiene des OP-Tisches ein, mit 16- 20 mm Ø- Aufnahme.
Länge: 90mm
Höhe: 60mm
Breite: 40mm
Gewicht: 0,3kg

Material: Aluminium eloxiert

Hersteller :

THM Medizintechnik

Produktnummer:
Seite 1

RE10-301

Veröffentlicht:

2026-02-01

