



Befestigungskloben für 16- 20 mm Ø- Aufnahme

129,00 €*

[Preise exkl. MwSt. inkl. Versandkosten](#)

Versandkostenfrei Deutschland, Kauf auf Rechnung

Versandfertig in 5 Tagen, Lieferzeit 1-3 Tage

Produktinformationen "Befestigungskloben für 16- 20 mm Ø- Aufnahme"

RE10-301 BEFESTIGUNGSKLEMME

für OP- Tische mit Einhandbedienung

Diese Zubehörklemme verfügt über eine standardmäßige Hakenbefestigungsfunktion und ist einfach und effektiv zu montieren. Sie haken einfach die OP-Tischklemme an der Seitenschiene des OP-Tisches ein, mit 16- 20 mm Ø- Aufnahme.

Länge: 90mm

Höhe: 60mm

Breite: 40mm

Gewicht: 0,3kg

Material: Aluminium eloxiert

Hersteller :

THM Medizintechnik

Produktnummer:

RE10-301

Seite 1

Veröffentlicht:

2026-05-03

Zahlung :

Kaufen Sie auf Rechnung

