



C-Bogenliege

Regulärer Preis:

4.750,00 €

[Preise exkl. MwSt. inkl. Versandkosten](#)

Versandkostenfrei Deutschland, Kauf auf Rechnung

Versandfertig in 20 Tagen, Lieferzeit 3-4 Wochen

Produktinformationen "C-Bogenliege"

C-Bogenliege, Schmerzbehandlungsliege

- Höhenverstellung elektromotorisch durch einseitig unter dem Fußteilende angeordnete Hubsäule von 620 bis 1.020 mm
- Liegeflächenbreite 73 cm
- Bedienung serienmäßig durch einen Hand- und Fußschalter
- Mit Fußschalter, zur einfachen Bedienbarkeit vom Kopfende aus
- Hubsäule aus eloxiertem Aluminium, silberfarbig, Untergestell silber beschichtet
- Liegefläche durchgehend einteilig
- fahrbar auf Doppelrollen Ø 100 mm, zentral feststellbar
- Polsterteilstärke: 7 cm, Polsterbasis: Schichtholz 18 mm
- Abm. Liegefläche:(LxB) 1950 x 730 mm
- Belastbarkeit: 200 kg (max. Patientengewicht, flächige Belastung)
- Standardtischplatte Schichtholz und Metallramen rechteckig zugeschnitten, Breite 730mm
- Freier Röntgenbereich: ca. 1300 x 550 mm
- Tischplatte einteilig
- Polsterauflage festmontiert in 54 Farben lieferbar (bitte bei Bestellung angeben)
- Doppellaufrollen 100mm Ø ermöglichen eine gute Mobilität
- Richtlinien RL 93/42 EWG, MPG

Hersteller :

THM Medizintechnik

Produktnummer: DE610004-02

Veröffentlicht: 2026-08-25

Lieferung : Wir liefern auf Wunsch an den Verwendungsort mit Aufstellung und Einweisung nach Protokoll (QDR)

Zahlung : Kaufen Sie auf Rechnung

