



OP-Tisch FA-SU-03-URO

16.720,00 €*

[Preise exkl. MwSt. inkl. Versandkosten](#)

Versandkostenfrei Deutschland, Kauf auf Rechnung

Versandfertig in 20 Tagen, Lieferzeit 3-4 Wochen

Produktinformationen "OP-Tisch FA-SU-03-URO"

MOBILER OPERATIONSTISCH

FA-SU-03-URO mit Stiefelbeinhaltern in Einhandbedienung

- mit abgedecktem Fahrgestell;
- Liegefläche röntgenfähig mit Kopflageung, Rückenplatte, Sitzplatte, zweifachen abnehmbaren Beinplatten
- auch als chirurgischer OP-Tisch nutzbar
- Röntgenfähige Liegefläche;
- Querstreben aus Carbon (durchleuchtbar);
- Hochwertiger Edelstahl (Werkstoff 1.4301) antibakteriell;
- Elektrische Verstellung von Höhe, Rückenplatte, +/- Trendelenburg, und Kantung;
- Kabelfernbedienung mit 0-Positionstaste
- Wireless- Fernbedienng (Optional)
- Bedientableau an der OP-Tisch-Säule (Option)
- Manuelle Verstellung von Kopfplatte, Beinplatten
- Polsterauflage 50mm,
- MPG Klasse 1,
- ES 93/42/EEC, MDD
- Made in EU

Technische Daten OP- Tisch FA-SU-03-09 ORTHO

- Gesamtlänge: 4-Segmentplatte 2035 mm ohne Extension
- Gesamtbreite: 550 mm
- Höhenverstellung: 740 mm - 1140 mm
- Trendelenburg / Reverse Trendelenburg: 40° / 40°

THM Medizintechnik GmbH & Co. KG

Email: info@thm-medizintechnik.de

Telefon: +49 451 4994256

- Kantung: 30° / 30°
- Längsverschiebung: 340 mm
- Rückenplatte: - 40° / + 85°
- Kopfplatte: -50°- + 55°
- **Max. Patientengewicht: 350 Kg**
- Eigengewicht ca. 280 Kg

Hersteller :	THM Medizintechnik
Produktnummer:	FA-SU-03-URO
Veröffentlicht:	2026-02-01