



Polster für Beinhalter FAAZ-410

Regulärer Preis:

450,00 €

[Preise exkl. MwSt. inkl. Versandkosten](#)

Versandkostenfrei Deutschland, Kauf auf Rechnung

Versandfertig in 5 Tagen, Lieferzeit 5-10 Werktage

Produktinformationen "Polster für Beinhalter FAAZ-410"

MULDENPOLSTER FÜR BEINHALTERSCHALEN

für Patienten in Steinschnittlage mit Mulde, 1 Paar

Zum Schutz der Nerven und Blutgefäße im Bein des Patienten bei Operationen in Steinschnittlage. Die Gelpolster sind doppellagig leicht und flexibel. Sie schützen bei längeren Liegezeiten vor Druck- und Scherkräften sowie Nervenschäden.
1 Paar

Maße: 370 x 205 x 25 mm (LXBXH)

Hersteller :	THM Medizintechnik
Produktnummer:	FAAZ-410
Veröffentlicht:	2026-07-07
Zahlung :	Kaufen Sie auf Rechnung

