



Nierenpunktionsbrücke

Regulärer Preis:

1.980,00 €

[Preise exkl. MwSt. inkl. Versandkosten](#)

Versandkostenfrei Deutschland, Kauf auf Rechnung

Versandfertig in 20 Tagen, Lieferzeit 3-4 Wochen

Produktinformationen "Nierenpunktionsbrücke"

RE10-480 Rückenbrücke und Nierenbrücke mit Kurbelbetrieb

Die Nierenpunktionsbrücke in Seitenlage dient einem besseren Zugang zu den unteren Extremitäten des Patienten oder einen besseren Zugang zu den Beinen und Füßen des Patienten während der Operation. Die Nierenpunktionsbrücke kann auch dazu beitragen, die Belastung der Beine und Füße des Patienten bei längeren Operationen zu verringern. Die Nierenbank kann in der Höhe verstellt werden, um die Beine und Füße des Patienten in verschiedenen Positionen anzuheben und abzusenken. Der Winkel der Beine des Patienten während der Operation kann angepasst werden. Die Nierenbank passt auf die meisten Operationstische mit einer verstellbaren Breite von 490-550 mm und kann entweder unter oder auf dem Tischpolster verwendet werden.

Maße:

Höhe: 8-19 cm

Breite: 50,5- 56,5 cm

Gewicht: 7,4 kg

Maximale Belastung: 75 kg (entspricht einem Patientengewicht von 180 kg)

Material: Edelstahl, Stahl, PPU

Hersteller :

THM Medizintechnik

Produktnummer: RE10-480

Veröffentlicht: 2023-10-27

Zahlung : Kaufen Sie auf Rechnung