



## Nieren- und Rückenbrücke

1.980,00 €\*

[Preise exkl. MwSt. inkl. Versandkosten](#)

Versandkostenfrei Deutschland, Kauf auf Rechnung

Versandfertig in 20 Tagen, Lieferzeit 3-4 Wochen

Produktinformationen "Nieren- und Rückenbrücke"

### RE10-480 Rückenbrücke und Nierenbrücke mit Kurbelbetrieb

- Dank der einstellbaren Breite (490-550 mm) ist die Wirbelsäulenbrücke für verschiedene Operationstische geeignet.
- Platzierung unter dem Polster des OP-Tisches.

#### Maße:

Höhe: 8-19 cm

Breite: 50,5- 56,5 cm

Gewicht: 7,4 kg

Maximale Belastung: 75 kg (entspricht einem Patientengewicht von 180 kg)

Material: Edelstahl, Stahl, PPU

|                        |                    |
|------------------------|--------------------|
| <b>Hersteller :</b>    | THM Medizintechnik |
| <b>Produktnummer:</b>  | RE10-480           |
| <b>Veröffentlicht:</b> | 2023-10-27         |