



## OP-Tisch FA-SU-14 elektrisch verstellbar

7.350,00 €\*

% 9.800,00 €\* (25% Ausstellungsrabatt)

[Preise exkl. MwSt. inkl. Versandkosten](#)

Versandfertig in 20 Tagen, Lieferzeit 2-5 Tage

Produktinformationen "OP-Tisch FA-SU-14 elektrisch verstellbar"

### Fahrbarer OP-Tisch

#### OP-Tisch mit elektromotorischer Verstellung

- von Höhe, lateraler Kantung, Trendelenburg, Antitrendelenburg und eingebautem Akku mit Ladegerät.
- Manuelle Verstellung von Kopfplatte, Rückenplatte, einfache Beinplatte
- Der OP- Tisch arbeitet ohne störende Netzkabel.
- Der OP- Tisch eignet sich sehr gut für das Rotationsprinzip (Eingriff am Patienten, dann Verweilen im Aufwachraum)
- Lieferung erfolgt komplett mit einfacher oder geteilter Beinplatte, Kopfplatte und Polster,
- Beinplatten- und Kopfteil sind abnehmbar,
- zentrales Bremssystem mit Geradeauslauffunktion beidseitig bedienbar,
- Doppellenkrollen 150mm Ø,
- Lagerfläche röntgenfähig,
- Polsterauflagen Polyurethan, antistatisch, elektrisch ableitend,
- Normschienen beidseitig,
- Patientengewicht bis 200 Kg.
- MPG Klasse 1,
- ES 93/42/EEC, MDD
- Made in EU

#### Technische Daten OP-Tisch FA-SU14

- Länge mit Kopfplatte: 2030mm
- Breite der Tischplatte: 650 mm
- Polsterauflage: 605 mm X 60 mm
- Höhenverstellbereich: 750 mm – 1050 mm
- Trendelenburg/Anti-Trendelenburg: 20° / 20°
- Kantung rechts / links: +/-20°
- Rückenplattenverstellung: - 40° / +85°

Email: [info@thm-medizintechnik.de](mailto:info@thm-medizintechnik.de)  
Telefon: +49 451 4994256

- Kopfplattenverstellung: - 60° / - 35°
- Beinplattenverstellung: -90° / +25°
- Gewichtskapazität: 200 Kg
- Integrierter Akku 24V DC
- Elektroanschluss 230/227/110/100V 50HZ 250VA
- Gewicht: 160 Kg

**Optional dazu lieferbar mit Aufpreis sind z. B.:**

- Spezielle Kopflagerungen ( Ophthalmologie, MKG, usw. )
- Vielfaches Lagerungszubehör
- Patientensicherungen
- Qualifizierte Direktlieferung bis zum Verwendungsort (Versandoption)
- Einweisung nach MPG (Versandoption)
- u.v.m.

**Versandoptionen**

**Standard:** Lieferung frei Kantstein oder frei Hof abgeladen bei freier Zufahrt für LKW. Räumlich Nähe für eine Entlademöglichkeit für Lieferfahrzeug (LKW) muss vorhanden sein!

**Qualifizierte Direktlieferung Lieferung (QDR):** Lieferung bis an den Verwendungsort bei freier Zufahrt und barrierefreiem Zugang, Auspacken der Ware, sowie Aufstellung, Einweisung und Inbetriebnahme nach § 10 Abs. 1 Nr. 1 MPBetreibV mit Einweisungsprotokoll, inklusive Entsorgung der Verpackung. Preise gelten bei einer Anfahrt für eine Person und Erledigung der Arbeitsschritte in einem Zuge. Räumlich Nähe für eine Entlademöglichkeit für Lieferfahrzeug (LKW) muss vorhanden sein! (Deutsches Festland), Inseln und Hochlagen auf Anfrage. Bei Abschluss der Bestellung können Sie die Option auswählen.

<b>Hersteller :</b>	THM Medizintechnik
<b>Produktnummer:</b>	FA-SU-14-1
<b>Veröffentlicht:</b>	2020-01-02
<b>Lieferung :</b>	Wir liefern auf Wunsch an den Verwendungsort mit Aufstellung und Einweisung nach Protokoll ( QDR )
<b>Zahlung :</b>	Kaufen Sie auf Rechnung



