



## MRT Chirurgenstuhl mit Höhenverstellung

Regulärer Preis:

830,00 €

[Preise exkl. MwSt. inkl. Versandkosten](#)

Versandkostenfrei Deutschland, Kauf auf Rechnung

Versandfertig in 30 Tagen, Lieferzeit 6 Wochen

Produktinformationen "MRT Chirurgenstuhl mit Höhenverstellung"

4504-MRM Dieser antimagnetische Hocker ist bis 7.0 T getestet und freigegeben. Er zeichnet durch folgende Eigenschaften aus:

- Hergestellt aus hochwertigem Aluminium
- Höhenverstellbar zwischen 460 bis 600 mm durch drehen der Sitzfläche
- Fünfarmiger Kunststoffsockel mit fünf antimagnetischen Zwillingslaufrollen
- Sitzfläche in grau und schwarz lieferbar
- Durchmesser der Sitzfläche beträgt 325 mm

|                        |                         |
|------------------------|-------------------------|
| <b>Hersteller :</b>    | THM Medizintechnik      |
| <b>Produktnummer:</b>  | 4504-MR.1               |
| <b>Veröffentlicht:</b> | 2026-08-24              |
| <b>Zahlung :</b>       | Kaufen Sie auf Rechnung |