



MRT Chirurgenstuhl mit Rückenlehne und Höhenverstellung

Regulärer Preis:

1.250,00 €

[Preise exkl. MwSt. inkl. Versandkosten](#)

Versandkostenfrei Deutschland, Kauf auf Rechnung

Versandfertig in 30 Tagen, Lieferzeit 6 Wochen

Produktinformationen "MRT Chirurgenstuhl mit Rückenlehne und Höhenverstellung"

4502-MRM Dieser antimagnetische Hocker mit Rückenlehne und Armstützen ist bis 7.0 T getestet und freigegeben. Er zeichnet durch folgende Eigenschaften aus:

- Hergestellt aus hochwertigem Aluminium
- Höhenverstellbar zwischen 460 bis 600 mm durch drehen der Sitzfläche
- Rückenlehne für entspanntes Arbeiten auch bei längeren Untersuchungen
- Armlehnen
- Fünfarmiger Plastiksockel mit fünf antimagnetischen Zwillingslaufrollen
- Sitzfläche und Rückenlehne in grau und schwarz lieferbar
- Durchmesser der Sitzfläche beträgt 325 mm

Hersteller :	THM Medizintechnik
Produktnummer:	4502-MR.1
Veröffentlicht:	2026-08-24
Zahlung :	Kaufen Sie auf Rechnung