



Operationstisch FA-SU-02 fahrbar

7.440,00 €*
* inkl. MwSt.

[Preise exkl. MwSt. inkl. Versandkosten](#)

Versandkostenfrei Deutschland, Kauf auf Rechnung

Sofort verfügbar, Lieferzeit: 2-5 Tage

Produktinformationen "Operationstisch FA-SU-02 fahrbar"

Dieser Operationstisch lässt sich gut verschieben

Wir liefern auf Wunsch an den Verwendungsort

- Dank eines Fahrwerkes mit großen Rädern, Zentralbremse und Geradeauslauf lässt sich der OP-Tisch gut verschieben
- 4 Segmente: Kopf- Rücken- Sitzplatte und 2-fache Beinplatten (BL2)

Der professionelle Operationstisch FA-SU-02 ist manuell bedienbar ohne Strom mit hydraulischer Höhenverstellung und pneumatischer Unterstützung der Bein- und Rückenplatten. Er ist aus hochwertigem Edelstahl gefertigt mit matter Oberfläche. Der Operationstisch FA-SU-02 hat eine Lagerfläche die röntgenstrahlendurchlässig ist, mit abnehmbaren, flüssigkeitsdichten und desinfektionsmittelbeständigen Polstern. Durch Austausch der Beinplatten gegen die Kopfplatte kann der Patient anders herum (Revers) gelagert werden, das kann die Arbeitshaltung und den C-Bogenzugang wesentlich verbessern. Dieser manuell bedienbare OP-Tisch arbeitet ohne Strom und ist wartungsfrei.

Technische Daten Operationstisch FA-SU-02-GS

Höhenverstellung: 725- 1025 mm

Trendelenburg: 30° Antitrendelenburg: 30°

Seitliche Kippung: +/-25°

Rückenverstellung: +85°/ -40°

Kopfplattenverstellung: +55° / -50°

Beinplatten verstellbar: 90° abwärts, 25° aufwärts, abnehmbar, spreizbar

Körperbrücke: H 150 mm

Patientengewicht max.: 200 Kg

Gesamtlänge: 2035 mm

Gesamtbreite: 550 mm

THM Medizintechnik GmbH & Co. KG
Email: info@thm-medizintechnik.de

Telefon: +49 451 4994256

