




Operationstisch FA-SU-02 fahrbar

Regulärer Preis:

7.900,00 €

[Preise exkl. MwSt. inkl. Versandkosten](#)

Versandkostenfrei Deutschland, Kauf auf Rechnung

Versandfertig in 20 Tagen, Lieferzeit 3-4 Wochen

Produktinformationen "Operationstisch FA-SU-02 fahrbar"

Das Fahrwerk dieses Operationstisches ist mit Edelstahl abgedeckt

Wir liefern auf Wunsch an den Verwendungsort

- Abgedecktes, mit Edelstahl verkleidetes, ausfahrbares Fahrwerk mit zentraler Bremse zum Verschieben des OP-Tisches
- 5 Segmente: Kopf- Rücken- Sitzplatte, Körperbrücke und 2-fache Beinplatten (BL2)

Der professionelle Operationstisch FA-SU-02 ist manuell bedienbar ohne Strom mit hydraulischer Höhenverstellung und pneumatischer Unterstützung der Bein- und Rückenplatten. Er ist aus hochwertigem Edelstahl gefertigt mit matter Oberfläche. Der Operationstisch FA-SU-02 hat eine Lagerfläche die röntgenstrahlendurchlässig ist, mit abnehmbaren, flüssigkeitsdichten und desinfektionsmittelbeständigen Polstern. Durch Austausch der Beinplatten gegen die Kopfplatte kann der Patient anders herum (Revers) gelagert werden, das kann die Arbeitshaltung und den C-Bogenzugang wesentlich verbessern. Dieser manuell bedienbare OP-Tisch arbeitet ohne Strom und ist wartungsfrei.

Technische Daten Operationstisch FA-SU-02-GS

Höhenverstellung: 725- 1025 mm

Trendelenburg: 30° Antitrendelenburg: 30°

Seitliche Kippung: +/-25°

Rückenverstellung: +85°/ -40°

Kopfplattenverstellung: +55° / -50°

Beinplatten verstellbar: 90° abwärts, 25° aufwärts, abnehmbar, spreizbar

Körperbrücke: H 150 mm

Patientengewicht max.: 200 Kg

Gesamtlänge: 2035 mm

Gesamtbreite: 550 mm

Versandoptionen

Standard: Lieferung frei Kantein oder frei Hof abgeladen bei freier Zufahrt für LKW. Räumlich Nähe für eine Entlademöglichkeit für Lieferfahrzeug (LKW) muss vorhanden sein!

Qualifizierte Direktlieferung Lieferung (QDR): Lieferung bis an den Verwendungsort bei freier Zufahrt und barrierefreiem Zugang, Auspacken der Ware, sowie Aufstellung, Einweisung und Inbetriebnahme mit Einweisungsprotokoll. Inklusive Entsorgung der Verpackung. Preise gelten bei einer Anfahrt für eine Person und Erledigung der Arbeitsschritte in einem Zuge. Räumlich Nähe für eine Entlademöglichkeit für Lieferfahrzeug (LKW) muss vorhanden sein! (Deutsches Festland), Inseln und Hochlagen auf Anfrage. Bei Abschluss der Bestellung können Sie die Option auswählen.

Hersteller :	THM Medizintechnik
Produktnummer:	FA-SU-02-5-BL2-GS
Veröffentlicht:	2018-11-23
Lieferung :	Wir liefern auf Wunsch an den Verwendungsort mit Aufstellung und Einweisung nach Protokoll (QDR)
Zahlung :	Kaufen Sie auf Rechnung

