



OP Hocker höhenverstellbar

Regulärer Preis:

890,00 €

[Preise exkl. MwSt. inkl. Versandkosten](#)

Versandkostenfrei Deutschland, Kauf auf Rechnung

Versandfertig in 10 Tagen, Lieferzeit 14 Werktage

Produktinformationen "OP Hocker höhenverstellbar"

OP Hocker und OP Fahrdrehstuhl

Diese OP- Hocker und Stühle haben ein stabiles 5-Fußkreuz (ø 530 mm).

- Ausgestattet sind sie mit fünf intervall- gebremsten elektrischen leitfähigen Sicherheitsrollen (ø 50 mm)
- Die Höhenverstellung erfolgt über eine stufenlose Gasfeder-Höhenverstellung.
- Die Höhe kann von 475 – 600 mm verstellt werden.
- Die Höhenverstellung der Fahrdrehhocker erfolgt per Fußbedienung aus hygienischen Gründen über Fußring und ist in jeder Sitzposition möglich.
- Der Polstersitz ist schwarz und elektrisch leitfähig, ø 370 mm, 65 mm hoch.
- Die Rückenlehne ist in der Höhe (150 mm) und Tiefe (40 mm) einstellbar.
- Belastung: 150 Kg

Hersteller :	THM Medizintechnik
Produktnummer:	BE-140072
Veröffentlicht:	2026-08-24

Zahlung :

Kaufen Sie auf Rechnung

