



OP Hocker höhenverstellbar

695,00 €*

Preise exkl. MwSt. inkl. Versandkosten

Versandkostenfrei Deutschland, Kauf auf Rechnung

Versandfertig in 10 Tagen, Lieferzeit 14 Werktage

Produktinformationen "OP Hocker höhenverstellbar"

OP Hocker ohne Rückenlehne

Diese OP- Hocker und Stühle haben ein stabiles 5-Fußkreuz (ø 530 mm).

- Ausgestattet sind sie mit fünf intervall- gebremsten elektrischen leitfähigen Sicherheitsrollen (Ø 50 mm)

- Die Höhenverstellung erfolgt über eine stufenlose Gasfeder-Höhenverstellung.
 Die Höhe kann von 475- 600 mm verstellt werden.
 Die Höhenverstellung der Fahrdrehhocker erfolgt per Fußbedienung aus hygienischen Gründen über Fußring und ist in jeder Sitzposition möglich.
- · Der Polstersitz ist schwarz und elektrisch leitfähig,
- Maße: ø 370 mm, 65 mm hoch.
- Belastung: 150 Kg

Hersteller:	THM Medizintechnik
Produktnummer:	BE-140070
s Weröffentlicht:	2025-12-16

THM Medizintechnik GmbH & Co. KG Email: info@thm-medizintechnik.de



