



OP Hocker höhenverstellbar

695,00 €*
Netto

[Preise exkl. MwSt. inkl. Versandkosten](#)

Versandkostenfrei Deutschland, Kauf auf Rechnung

Versandfertig in 10 Tagen, Lieferzeit 14 Werktage

Produktinformationen "OP Hocker höhenverstellbar"

OP Hocker ohne Rückenlehne

Diese OP- Hocker und Stühle haben ein stabiles 5-Fußkreuz (ø 530 mm).

- Ausgestattet sind sie mit fünf intervall- gebremsten elektrischen leitfähigen Sicherheitsrollen (ø 50 mm)
- Die Höhenverstellung erfolgt über eine stufenlose Gasfeder-Höhenverstellung.
- Die Höhe kann von 475- 600 mm verstellt werden.
- Die Höhenverstellung der Fahrdrehhocker erfolgt per Fußbedienung aus hygienischen Gründen über Fußring und ist in jeder Sitzposition möglich.
- Der Polstersitz ist schwarz und elektrisch leitfähig,
- Maße: ø 370 mm, 65 mm hoch.
- Belastung: 150 Kg

| | |
|------------------------|--------------------|
| Hersteller : | THM Medizintechnik |
| Produktnummer: | BE-140070 |
| Veröffentlicht: | 2026-05-02 |

Zahlung :

Kaufen Sie auf Rechnung

