



Kopfkalotte RE10-230

Regulärer Preis:

980,00 €

[Preise exkl. MwSt. inkl. Versandkosten](#)

Versandfertig in 1 Tag, Lieferzeit 15 Tage

Produktinformationen "Kopfkalotte RE10-230"

Kopfkalotte für die MKG, Ophthalmologie und plastische Chirurgie für Erwachsene oder Kinder

Passend für C-200

Kopflagerung mit Doppelgelenk um den Kopf eines Patienten in Rückenlage zu stützen.

Bestehend aus einem Polyurethanpolster mit verstellbarer

Höhe und Neigung.

Dank der zwei drehbaren Gelenke wird eine unabhängige Einstellung von Höhe und Winkel zur Tischplatte ermöglicht;

für Kinder mit kleinerem Ringdurchmesser, (RE10-230-PED-THM)

Maße:

Länge: 42 cm

Höhe: 9- 22 cm

Breite: 29 cm

Gewicht 3,7 Kg.

Hersteller :	THM Medizintechnik
Produktnummer:	RE10-230-PED-THM
Veröffentlicht:	2026-08-25

Zahlung :

Kaufen Sie auf Rechnung

