



MRT Auftritt (einstufig)

253,00 €*

[Preise exkl. MwSt. inkl. Versandkosten](#)

Versandfertig in 1 Tag, Lieferzeit 5-10 Werktage

Produktinformationen "MRT Auftritt (einstufig)"

MRT Auftritt (einstufig)

- Geeignet bis 3 Tesla
- Rahmen und Platte bestehen aus einem Spezialkunststoff (UV-beständig und vergilbungsfrei)
- Rutsichere Spezialfüße
- Antirutschstreifen auf der Stehfläche
- Belastbar bis 150 kg (Optional 250 kg)
- Eigengewicht ca. 3 kg

Außenabmessungen

- Länge 400 mm
- Breite 340 mm
- Höhe 200 mm

Hersteller :	THM Medizintechnik
Produktnummer:	MR-AT1MRT-250
Veröffentlicht:	2026-05-02